



Thymuskin® GOLD Advanced Haircare

Original Thymuskin® Wirkpeptide in Höchstkonzentration zur nachhaltigen Haarvitalisierung und zur Haarbeubildung. Das Spezialpräparat bei insbesondere androgenetisch bedingtem Haararsfall sowie stumpfem und glanzlosem Haar.

Wirkungsweise und Anwendungsbereiche

Thymuspeptide sind anerkannte und moderne Wirkstoffe zur Beseitigung immunbeeinflusster und genetisch bedingter Haarschäden. Sie stärken die Haarwurzel, indem sie dem Follikel Eiweißbausteine zuführen, welche die Wachstumsphase des Haares verlängern und die Haarstruktur festigen.

In über 20 Jahren hat der Original Thymuskin®-Wirkstoff seine überlegene Wirkung in diesen Problemereichen bewiesen. In Thymuskin® GOLD ist eine Höchstkonzentration des Original Thymuskin®-Wirkstoffes mit den aktivsten synthetischen Peptidverbindungen eingesetzt worden, um das Haar und seine Wurzel zu stärken und Haarwachstum anzuregen. Das Thymuskin® GOLD Wirkstoffkonzentrat wird ergänzt durch die Vitamine A, B, E und F, die als Zellnahrung und für den Zellstoffwechsel in der Haarwurzel unterstützend wirken.

Thymuskin® GOLD Haarspezifikum wird angewendet

- vorwiegend gegen Haararsfall
- bei beginnendem mittlerem und starkem Haararsfall
- bei verstärktem Haararsfall im Klimakterium
- bei Schuppen und Kopfhautjucken
- zur Verbesserung und Normalisierung des Haarstatus

Alle Haarspezifika von Thymuskin® sind sich ergänzende Wirkungspräparate für gesundes Haar und vitale Kopfhaut.

Anwendungsdauer:

Wichtigste Voraussetzung für den Behandlungserfolg ist die konsequente Anwendung der Thymuskin® Präparate. Ein erster Erfolg ist im Allgemeinen nach 6-8 Wochen zu verzeichnen, der durch eine Stabilisierung des Haarzustandes (Kräftigung der Haare und Entstehung des natürlichen Glanzes) gekennzeichnet ist. In sehr seltenen Einzelfällen kann sich vorübergehend der Haararsfall verstärken. Dabei handelt es sich um Haare in der Ruhephase, die sich bereits vom Haarfollikel gelöst haben und schnell abgestoßen werden. Dieser Zustand reguliert sich nach zwei bis drei Wochen.

Eine Normalisierung bei sehr starkem Haararsfall wird in der Regel nach neun bis zwölfmonatiger Behandlung erreicht. Neuer Haarwuchs ist frühestens nach zwölf/achtzehnmonatiger Anwendungsdauer zu erwarten, soweit die Kahlstellen nicht älter als drei bis vier Jahre sind und noch aktivierungsfähige Haarfollikel vorhanden sind.

Sobald sich Ihr Haarstatus normalisiert hat, können Sie die Anwendungsintervalle reduzieren. Eine Mindestanwendung sollten Sie jedoch beibehalten, um neuen Haarproblemen vorzubeugen und um Ihre Haare und Ihre Kopfhaut gesund zu erhalten. Wir empfehlen Ihnen, zweimal wöchentlich mit Thymuskin® GOLD Haarshampoo zu waschen und danach die Haarkur anzuwenden.

Anwendungshinweise:

1. Thymuskin® GOLD Haarshampoo Spülen Sie das Haar zuerst gründlich mit sehr warmem Wasser, um alle wasserlöslichen Schmutzpartikel von der Kopfhaut zu entfernen und die Durchblutung anzuregen. Massieren Sie danach etwa eine Minute Thymuskin® GOLD Haarshampoo (entsprechend Ihres Haarvolumens) auf die Kopfhaut und in die Haare. Spülen Sie das Haar mit sehr warmem Wasser gründlich aus und trocknen Sie es mit einem Handtuch. (siehe Hinweis auf Föhnbenutzung).

Hinweis: Mit einmal Drücken des Dosier-

kopfes (= 1 Hub) erhalten Sie eine Menge von ca. 1,5 ml. Je nach Haarlänge sind 0,5 Hub bis max. 1,5 Hub ausreichend.

100 ml Thymuskin® GOLD Shampoo sind ausreichend für ca. 70 Anwendungen. 200 ml Thymuskin® GOLD Shampoo sind ausreichend für ca. 142 Anwendungen.



Anwendungshäufigkeit:

Bei Beginn der Behandlung in den ersten vier Wochen täglich und danach an jedem zweiten Tag, bis sich der Haarstatus normalisiert hat. Danach generell zweimal wöchentlich.

Bei täglich zweimaliger Anwendung von Thymuskin® GOLD Haarkur sollte die Anwendung morgens nach dem Haarewaschen mit und abends nach dem Haarewaschen ohne Thymuskin® GOLD Haarshampoo erfolgen. Zusätzlich sollten Sie Haare und Kopfhaut mit Thymuskin® GOLD Haarshampoo waschen. Nach sportlicher Betätigung, bei der Sie ins Schwitzen geraten, nach dem Schwimmen in gechlorten Bädern, im Meerwasser, nach dem Sonnenbaden, nach der Dauerwelle oder Haarfärbarn.

2. Thymuskin® GOLD Haarkur

Die Thymuskin® GOLD Haarkur kann sowohl zusätzlich zu dem Thymuskin® GOLD Haarkur-Festiger, oder auch generell alleine angewendet werden. Zuvor sollten jedoch Kopfhaut und Haare mit dem Thymuskin® GOLD Haarshampoo (oder jedem anderen Thymuskin® Shampoo) gründlich gereinigt werden.

Je nach Gewohnheit und Frisur wird die Thymuskin® GOLD Haarkur auf die trockene oder noch leicht feuchte Kopfhaut aufgetragen. Dazu entnehmen Sie mit der praktischen Pipette die Haarkur aus der Glasflasche und tragen diese gleichmäßig auf die Kopfhaut auf. Dabei ist es hilfreich, die Haare zu scheiteln. Massieren Sie jetzt die Thymuskin® GOLD Haarkur ein, bis sich die Kopfhaut trocken anfühlt. Frisieren Sie nun Ihr Haar wie gewohnt. Sollten Sie einen Föhn benutzen, beachten Sie bitte unsere gesonderten Hinweise.

Anwendungshäufigkeit:

Bei starkem Haararsfall, bei hartnäckiger Schuppenbildung, zur Anregung von neuem Haarwuchs, müssen Sie die Behandlung mit Thymuskin® GOLD Haarkur zweimal täglich während 8-12 Wochen vornehmen. Danach nur noch einmal täglich, am besten morgens. Nach 9-12 Monaten, sobald sich Ihr Haarstatus normalisiert hat, können Sie die Anwendung auf jeden zweiten Tag reduzieren. Wenn nach weiteren drei Monaten keine Verschlechterung eingetreten ist, reduzieren Sie auf zweimal wöchentliche Anwendung.

Diese Neuentwicklung eignet sich besonders bei extrem trockener Kopfhaut, bei seborrhoischer Kopfhaut sowie Hautirritationen. Ferner eignet sich dieses Präparat auch besonders zur Behandlung von Augenbrauen, Achsel- und Schamhaaren. 100 ml Thymuskin® GOLD Haarkur sind ausreichend für ca. 33 Anwendungen. 200 ml Thymuskin® GOLD Haarkur sind ausreichend für ca. 67 Anwendungen.

3. Thymuskin® GOLD Haarkur-Festiger

Diese Innovation aus dem Hause Thymuskin® vereint zwei Produkte zu einer Anwendung: die hochwirksame Thymuskin® Haarkur gegen androgenetischen Haararsfall mit doppelter Wirkstoffkonzentration und den neuen Thymuskin® Haar-Festiger. Eine hoch-moderne Technologie ermöglicht unterschiedliche Molekularstrukturen in einem Produkt, so dass die Thymuskin® GOLD Haarkur in die Kopfhaut penetrieren und das Haarfollikel erreichen kann, der Thymuskin® GOLD Festiger jedoch auf Kopfhaut und Haar verbleibt, ohne einzuziehen. Der Thymuskin® GOLD Haarkur-Festiger eignet sich daher insbesondere bei schütterem Haar, denn er festigt ohne zu verkleben und gibt der Frisur idealen Halt.

Hinweis: 1 Sprühstoß = 0,4 ml. Die erforderliche Menge richtet sich nach Bedarf und Haarlänge, im Normalfall sind 7 - 8

Sprühstöße für eine Anwendung ausreichend.

Anwendung:

Der Thymuskin® GOLD Haarkur-Festiger kann sowohl zusätzlich zu der Thymuskin® GOLD Haarkur, oder auch generell alleine angewendet werden. Zuvor sollten jedoch Kopfhaut und Haare mit dem Thymuskin® GOLD Shampoo (oder mit jedem anderen Thymuskin® Shampoo) gründlich gereinigt werden.

Je nach Gewohnheit und Frisur (z.B. anschließendes Einlegen der Haare) wird der Thymuskin® Haarkur-Festiger auf das trockene oder noch leicht feuchte Haar und die Kopfhaut gesprüht. Dabei ist es hilfreich, die Haare leicht zu scheiteln, damit auch die Kopfhaut benetzt wird. Massieren Sie jetzt den Thymuskin® Haarkur-Festiger ein, bis sich die Kopfhaut trocken anfühlt. Frisieren Sie nun Ihr Haar wie gewohnt. Sollten Sie einen Föhn benutzen, beachten Sie bitte unsere gesonderten Hinweise.

Anwendungshäufigkeit:

Bei Beginn der Behandlung in den ersten 8 -12 Wochen täglich und danach an jedem zweiten Tag, bis sich der Haarstatus normalisiert hat. Danach generell zweimal wöchentlich. Bei sehr starkem androgenetischem Haararsfall empfehlen wir den Thymuskin® GOLD Haarkur-Festiger wechselseitig mit der Thymuskin® GOLD Haarkur anzuwenden, d.h. morgens Thymuskin® GOLD Haarkur-Festiger und abends Thymuskin® GOLD (oder jede andere Thymuskin®) Haarkur.

Thymuskin® Präparate

sind ein hochwertiges Haarspezifikum, das sich auszeichnet für die Langzeitanwendung eignet. Um die Kosten-Nutzen-Relation günstig zu halten, empfehlen wir separate Anwendung it. Beschreibung.

Das Haartrocknen mit dem Föhn:

Durch die heiße Luft trocknen Haare und Kopfhaut aus. Die Kopfhaut schwitzt und es werden Feuchtigkeit und wichtige Mineralstoffe entzogen, was dann zu trockener Kopfhaut, Juckreiz, Schuppenbildung bis hin zu Haararsfall führt. Wenn Sie auf das Föhnen nicht verzichten wollen, bitte folgende beachten:

- Halten Sie den Föhn seitlich am Kopf - von unten nach oben -
- Ziehen Sie mit dem Kamm - breite Zinkseite - die Haare nach oben
- Vermeiden Sie, dass die heiße Luft auf die Kopfhaut kommt nachdem Sie die Haarkur einmassiert haben, denn durch das Föhnen würde diese wieder der Kopfhaut entzogen werden.



Wichtig:

Es gibt krankhaft bedingten Haararsfall, der Signal für eine vorhandene Krankheit - Schilddrüse, Nebenniere, Leber usw. - sein kann. In solchen Fällen sollten Sie unbedingt einen Dermatologen oder Internisten konsultieren, um die Ursache feststellen zu lassen. Beratung erhalten Sie auch bei Ihrem Apotheker.

Selbstverständlich stehen auch wir Ihnen jederzeit für weitere Auskünfte zur Verfügung. Schreiben Sie einfach an unsere Haar- und Hautberatung, oder:

Informieren Sie sich auf unserer homepage unter www.thymuskin.de Dort finden Sie alles über unsere Neuentwicklungen, Fragen zu Anwendung und Wirkung sowie allgemeine Informationen zu Forschung und Entwicklung!

Unsere Produkte sind in Apotheken, Spezialgeschäften und bei ausgewählten Friseurern erhältlich.

Thymuskin® Professional Hair-Care:

- Thymuskin® Haarkur** 100 ml und 200 ml
- Thymuskin® Haarshampoo** 100 ml und 200 ml
- Thymuskin® Haarsalmspülung** 100 ml

Thymuskin® Haarmaske

- 100 ml Dose
- Thymuskin® med Haarkur Gel** 15 ml Ampulle und 50 ml, 100 ml und 200 ml Pipettenflasche
- Thymuskin® med Haarshampoo** 200 ml
- Thymuskin® GKL Vital-Kapseln** 60 Kapseln

Weitere Spezial-Präparate aus unserem Hause:

Thymuskin® GOLD Hautserie Spezialpflege bei atrophischer (alternder) Haut

Sclero discret® Zur Intimpflege bei trockener Haut, Juckreiz und Lichen sclerosus.

Phytoskin®

Die dermatologische Hautpflegeserie für psoriatische, neurodermatische und sensible Problemhaut.

Thymuskin® GOLD Advanced Haircare

Original highly concentrated Thymuskin® active peptides for long-term hair revitalisation and renewed hair growth. The spe-



cial treatment especially for androgenetic hair loss as well as lacklustre and limp hair.

Effectiveness and areas of use

Thymus peptides are recognised modern active substances for removing immune influenced and genetic hair damage. They strengthen the hair root by providing the follicles with protein ingredients which increase the hair growth phase and reinforce hair structure.

For over 20 years, the original thymus active substance has proven its effectiveness in this problem area. Thymuskin® GOLD contains a high concentration of the original Thymuskin® active substance with the most active synthetic peptide compounds which strengthen the hair and root and stimulate growth. Thymuskin® GOLD active substance concentrate is complemented by the vitamins A, B, E and F which supports cell nourishment and cell metabolism in the hair root.

The Thymuskin® GOLD hair specifics are used for treatment in the following cases:

- preventive care to avoid hair loss
- moderate and heavy hair loss
- increased hair loss during menopause
- to stimulate new hair growth
- dandruff and itching scalp
- to improve and restore hair condition

The Thymuskin® hair specifics are all preparations which complement each other in their action for the health and vitality of hair and scalp.

Length of treatment:

Absolutely essential for successful treatment is the consistent and correct use of the Thymuskin® preparations. After 6 to 8 weeks of use, the first successful results are generally noticeable, i.e. by a stabilization of the hair condition: the hair becomes stronger and regains its natural shine.

In very rare individual cases, hair loss may increase temporarily: involved here are hairs in the dormant phase which have already become detached from the follicle and which are shed rapidly. This condition corrects itself in about two or three weeks. In case of very heavy hair loss, a normalization is, as a rule, achieved after nine to twelve months of treatment.

New hair growth can be expected after twelve to eighteen months of use at the earliest, provided that the bald areas are not older than three or four years and that there are still hair follicles which can be re-activated.

Once your hair condition has normalized, you can reduce the intervals of application. You should, however, continue with one minimum application in order to prevent new hair problems and to maintain your

hair and scalp in a good condition. We recommend you wash your hair twice a week with the Thymuskin® GOLD Shampoo and use the Thymuskin® GOLD Hair Treatment afterwards.

Instructions for use:

1. Thymuskin® GOLD Shampoo First rinse your hair thoroughly through with very warm, clear water in order to remove any water-soluble dirt particles from the scalp and to stimulate circulation. Then massage Thymuskin® GOLD Shampoo (depending on the volume of your hair) into the scalp and hair for about one minute. Now rinse your hair thoroughly with very warm water and towel dry (see instructions regarding the use of hair-drier).

Note: One application using the dosage nozzle (= 1 hub) gives you an amount of approx. 1,5 ml. Depending on hair length, 0,5 hub to max. 1,5 hub is sufficient. 100 ml Thymuskin® GOLD Shampoo are sufficient for app. 70 applications. 200 ml Thymuskin® GOLD Shampoo are sufficient for app. 142 applications.



Frequency of use:

At the commencement of treatment, during the first four weeks, every day, thereafter, every other day until the hair condition is normalized. After that, twice a week is generally sufficient.

When using Thymuskin® GOLD Hair Treatment twice a day, apply it in the morning after washing your hair with Thymuskin® GOLD Shampoo, and in the evening after having rinsed your hair trough with clear water without using Thymuskin® GOLD Shampoo.

In addition to this, you should wash both hair and scalp following sports where you have perspired, after swimming in chlorinated water or bathing in sea water, after sun tanning, after each perm or dyeing.

2. Thymuskin® GOLD Hair Treatment

The Thymuskin® GOLD Hair Treatment can be used in addition to the Thymuskin® GOLD Treatment-Setting Lotion or generally alone. Before using this, however, the scalp and hair should be cleaned thoroughly with Thymuskin® GOLD Shampoo or with any other Thymuskin® Shampoo.

Depending on habit and hair style Thymuskin® Hair Treatment is applied on dry or slightly moist scalp. For this, remove the Hair Treatment out of the glass bottle using the practical pipette and spread it evenly over the scalp. When doing this, it is helpful to make a slight part in the hair so that the scalp is also moistened. Now, massage the Thymuskin® GOLD Hair Treatment in until the scalp feels dry. Now, comb your hair as usual. If you use a hair-drier, please observe our special instructions.

Frequency of use:

In the case of heavy hair loss, persistent dandruff, and to stimulate new hair growth, Thymuskin® GOLD Hair Treatment should be applied twice a day for 8 to 12 weeks. Thereafter, only once a day, preferably in the morning. Following 9 to 12 month's regular use, once the hair condition has become normalized, application can be reduced to every other day. If, after three further months, no relapse is noticeable, reduce application to two times a week. This new product responds especially well to extremely dry scalps, seborrheic scalps, as well as to cutaneous irritations. Furthermore, this preparation is particularly suitable for treating eyebrows, axillary and pubic hair.

100 ml Thymuskin® GOLD Hair Treatment are sufficient for app. 33 applications. 200 ml Thymuskin® GOLD Hair Treatment are sufficient for app. 67 applications.

3. Thymuskin® GOLD Hair Treatment-Setting Lotion

This innovation from Thymuskin® combines two products in one application: The highly effective Thymuskin® Hair Treatment to stop androgenetic hair loss with

double concentration of the active agent and the new Thymuskin® Setting Lotion.

Very modern technology allows different molecular structures in one product so that the Thymuskin® GOLD Hair Treatment can penetrate the scalp and reach the hair follicles, but Thymuskin® GOLD Setting Lotion remains on the scalp and hair without penetrating. The Thymuskin® GOLD Hair Treatment – Setting Lotion is thus especially suited for thin hair because it firms without sticking and gives the hair style the ideal support.

Note: One shot of spray = 0.4 ml. The amount required is based on the need and hair length and normally seven to eight spray shots are sufficient for one application.

Use:
The Thymuskin® GOLD Hair Treatment-Setting Lotion can be used in addition to the Thymuskin® GOLD Hair Treatment or generally alone. Before using this, however, the scalp and hair should be cleaned thoroughly with Thymuskin® GOLD Shampoo or with any other Thymuskin® Shampoo.

Depending on habit and hair style, for example, followed by the forming of the hair, Thymuskin® GOLD Hair Treatment-Setting Lotion is sprayed on dry or slightly moist hair and scalp. When doing this, it is helpful to make a slight part in the hair so that the scalp is also moistened. Now, massage the Thymuskin® GOLD Hair Treatment-Setting Lotion in until the scalp feels dry. Now, style your hair as usual. If you use a hair-drier, please observe our special instructions.

Frequency of use:
At the commencement of treatment, during the first 8 to 12 weeks, every day, thereafter, every other day until the hair condition is normalized. After that, twice a week is generally sufficient.

In the case of very heavy hair loss due to androgenetic causes, we would recommend you use Thymuskin® GOLD Hair Treatment-Setting Lotion alternately with Thymuskin® Hair Treatment, i.e. apply the Hair Treatment-Setting Lotion in the morning, and the Thymuskin® GOLD Hair Treatment (or any other Thymuskin® Hair Treatment) in the evening, or vice versa.

Thymuskin® Preparations
are a high-quality hair specific which is perfectly suitable for long-term use. In order to maintain a favourable cost-benefit ratio, we recommend you use them in small quantities – as specified.

Drying the hair with a hair-drier:
Hair and scalp are bound to become dry due to the hot air of the hair-drier. The scalp perspires, becomes dehydrated and deprived of important minerals, which will result in a dry scalp, itching scalp, dandruff, and, as a last consequence, hair loss. If you do not want to dispense with a hair-drier, then please observe the following:

- hold the hair-drier to the side of your head – and direct it from below in an upward direction –
- Comb the hair – with the broad teeth of the comb – upwards
- Try to ensure that no hot air reaches the scalp after massaging in the hair treatment, since this would remove the treatment from the scalp.



IMPORTANT:
There are cases, involving hair loss due to illness, which indicate an existing disease affecting for example the thyroid gland, the suprarenal glands, the liver, etc. In these cases, you should definitely consult your doctor, an internal specialist, or a dermatologist for diagnosis. You can also get advice at your pharmacy.

We shall also be happy to provide any additional information you should need. Do not hesitate to write to our hair & skin advisory service or

Contact our homepage
www.thymuskin.de. There you get detailed information about our new developments, application and efficacy as well as general information regarding research and development!

Our products are available at chemists/pharmacies and leading hairdressers.

Thymuskin® Professional Hair-Care:

Thymuskin® HAIR-TREATMENT

100 ml, 200 ml
Thymuskin® SHAMPOO
100 ml, 200 ml

Thymuskin® CREAM RINSE CONDITIONER

100 ml
Thymuskin® HAIR-TREATMENT MASK
100 ml pot

Thymuskin® med HAIR-TREATMENT GEL

15 ml ampoule and 50 ml, 100 ml and 200 ml dropper bottle
Thymuskin® med SHAMPOO
200 ml

Thymuskin® GKL REVITALIZING CAPSULES

60 capsules

Our further special preparations are:

Thymuskin® GOLD Skin Care Products:
Special care of atrophic (aging) skin

Thymuskin® Sclero discret®
Highly active intimate skin care. For dry, itching skin and lichen sclerosis

Phytoskin®
The dermatological skin care for psoriatic and neurodermatological skin conditions and skin irritations.



Thymuskin® GOLD Advanced Haircare
Les peptides actifs Original-Thymuskin® en concentration maximale pour une vitasation et néofornation durable des cheveux. La préparation spéciale pour les dommages androgénétiques capillaires ainsi que pour les cheveux rêches sans brillante.

Mode d'action
Les peptides thymus sont des substances modernes actives pour traiter les cheveux immuno-conditionnés et génétiquement abîmés. Ils renforcent les racines en alimentant le follicule de modules de protéines qui augmentent la phase de croissance et fortifient la structure capillaire.

Cela fait depuis plus de vingt ans, que la substance Original-Thymuskin® démontre son efficacité d'action exemplaire dans les zones de problèmes. Dans Thymuskin® GOLD une concentration maximale de la substance originale Thymuskin® a été employée en conjonction des liaisons peptidiques les plus actives afin de renforcer le cheveu et les racines tout en garantissant sa croissance. La substance active Thymuskin®-GOLD est complétée par les vitamines A, B, E et F servant d'aliment et d'échangeur cellulaire ayant pour effet de soutenir les racines capillaires.

Les produits de soin capillaire Thymuskin® GOLD s'utilisent dans les cas suivants:

- soin préventif contre la chute des cheveux
- début de chute de cheveux, chute de cheveux moyenne à forte
- chute de cheveux accélérées par la ménopause
- pour stimuler la repousse des cheveux
- pellicules et démangeaisons du cuir chevelu
- pour améliorer et normaliser la structure du cheveu

Les produits de soin capillaire Thymuskin® GOLD sont conçus comme des préparations spécifiques qui se complètent dans leur action pour la santé et la vitalité du cheveu et du cuir chevelu.

Durée du traitement:
La condition préalable au succès du traite-

ment est l'utilisation rigoureuse des préparations. Après 6 à 8 semaines de traitement, il est généralement possible de constater un premier succès qui se manifeste par une stabilisation de la condition du cheveu (les cheveux sont renforcés et ralentissent leur écart naturel). Dans certains cas particuliers très rares, la chute des cheveux peut provisoirement être plus accentuée: les cheveux qui tombent sont dans ce cas des cheveux qui se trouvaient en phase de repos, qui s'étaient déjà détachés du follicule et qui tombent rapidement. Cette situation se régularise après deux à trois semaines. Dans le cas d'une très forte chute de cheveux, une normalisation est, en règle générale, obtenue après un traitement de neuf à douze mois. L'on ne peut attendre la repousse de nouveaux cheveux qu'après douze/dix-huit mois au moins d'application dans la mesure où les parties dégarimées ne datent pas plus que de trois à quatre ans et où il existe encore des follicules susceptibles d'être réactivés.

Aussitôt que l'état des cheveux s'est normalisé, vous pouvez réduire les intervalles d'application. Vous devez toutefois conserver une application minimum afin de prévenir de nouveaux problèmes capillaires et afin de maintenir vos cheveux et votre cuir chevelu en bonne santé. Nous vous recommandons de laver les cheveux deux fois par semaine avec le Shampooing Thymuskin® GOLD et d'utiliser ensuite la Cure Capillaire Thymuskin® GOLD.

Conseils d'utilisation

1. SHAMPOOING Thymuskin® GOLD
Avant l'application du Shampooing Thymuskin® GOLD, rincez soigneusement vos cheveux à l'eau très chaude afin d'éliminer toutes les impuretés solubles dans l'eau et pour stimuler la circulation sanguine du cuir chevelu. Massez ensuite environ une minute votre cuir chevelu et vos cheveux avec de Shampooing Thymuskin® GOLD (selon le volume de vos cheveux). Rincez abondamment vos cheveux à l'eau très chaude et séchez-les à l'aide d'une serviette. (Si vous utilisez un sèche-cheveux voir "Précautions générales d'emploi").

Remarque : En appuyant une fois sur la tête de dosage (= 1 pression), vous obtenez une quantité de 1,5 ml env. Selon la longueur des cheveux, une demi-pression à une pression et demie maximum suffisent. 100 ml Thymuskin® GOLD Shampooing suffisent pour env. 70 fois des applications. 200 ml Thymuskin® GOLD Shampooing suffisent pour env. 142 fois des applications.



Fréquence d'utilisation:

SHAMPOOING Thymuskin® GOLD
Utilisez le shampooing quotidiennement durant les quatre premières semaines du traitement et ensuite tous les deux jours jusqu'à ce que l'état des cheveux se soit normalisé. Ensuite utiliser généralement deux fois par semaine.

En cas d'utilisation deux fois par jour de la Cure Capillaire Thymuskin® GOLD, l'appliquer le matin après lavage avec le Shampooing Thymuskin® GOLD après une activité sportive qui vous a fait transpirer, après la natation dans une eau chlorée ou bain de mer, après un bain de soleil, après une permanente ou coloration.

2. CURE CAPILLAIRE Thymuskin® GOLD

Thymuskin® GOLD Cure Capillaire peut être utilisé soit complètement à Thymuskin® GOLD Fixateur-Cure Capillaire, soit de manière générale. Il convient de bien laver au préalable le cuir chevelu et les cheveux avec Thymuskin® GOLD Shampooing (ou un autre Shampooing Thymuskin®).

Selon l'habitude et la coiffure (par ex. mise en pli postérieure des cheveux), Thymuskin® Cure Capillaire est d'appliquer sur les cheveux secs ou encore légèrement humides et sur le cuir chevelu. Puis, prévelez à l'aide de la pipette le cure capillaire du flacon et appliquez-le de manière régulière

sur le cuir chevelu. Il est alors utile de séparer légèrement les cheveux. A présent, massez Thymuskin® Gold Cure Capillaire jusqu'à ce que le cuir chevelu soit sec. Coiffez ensuite vos cheveux comme d'habitude. Si vous utilisez un sèche-cheveux, prenez nos indications particulières en considération.

Fréquence d'utilisation

En cas de forte chute de cheveux, en cas de formation de pellicules tenaces, et pour stimuler la repousse des cheveux, l'utilisation de la Cure Capillaire Thymuskin® GOLD deux fois par jour durant une période de 8 à 12 semaines s'impose. Après une seule application par jour, de préférence le matin. Après 9 à 12 mois, aussitôt que l'état des cheveux s'est normalisé, il est possible de ramener l'utilisation à tous les deux jours. Si après les trois mois qui suivent aucune aggravation ne s'est manifestée, ramener l'utilisation à deux fois par semaine.

Ce nouveau produit convient tout particulièrement aux cuirs chevelus extrêmement desséchés, séborrhéiques, ainsi qu'en cas d'irritations cutanées. Par ailleurs, cette préparation convient aussi spécialement au traitement des sourcils, des poils des aisselles et du pubis.

100 ml Thymuskin® GOLD Cure Capillaire suffisent pour env. 33 fois des applications. 200 ml Thymuskin® GOLD Cure Capillaire suffisent pour env. 67 fois des applications.

3. Thymuskin® GOLD FIXATEUR-CURE CAPILLAIRE

Cette innovation de la maison Thymuskin® réunit deux produits en une application : la Cure Capillaire Thymuskin® contre la chute des cheveux androgénétique à double concentration active et le nouveau Fixateur Thymuskin®.

Une technologie ultramoderne permet d'obtenir différentes structures moléculaires dans un seul produit de sorte que Thymuskin® GOLD Cure Capillaire pénètre dans le cuir chevelu et peut atteindre les follicules capillaires, alors que le Fixateur Thymuskin® GOLD reste sur le cuir chevelu et les cheveux sans être absorbé. Thymuskin® GOLD Fixateur-Cure Capillaire convient donc particulièrement aux cheveux clairsemés, car il fixe sans coller et donne à la coiffure une tenue idéale.

Indication : 1 vaporisation = 0,4ml. La quantité nécessaire dépend des besoins et de la longueur des cheveux ; en cas normal, 7 à 8 vaporisations suffisent pour une application.

Utilisation:

Thymuskin® GOLD Fixateur-Cure Capillaire peut être utilisé soit complètement à Thymuskin® Cure Capillaire, soit de manière générale. Il convient de bien laver au préalable le cuir chevelu et les cheveux avec Thymuskin® GOLD Shampooing (ou un autre Shampooing Thymuskin®).

Selon l'habitude et la coiffure (par ex. mise en pli postérieure des cheveux), Thymuskin® Fixateur-Cure Capillaire est vaporisé sur les cheveux secs ou encore légèrement humides et sur le cuir chevelu. Il est alors utile de séparer légèrement les cheveux par une raie afin d'imprimer également le cuir chevelu. A présent, massez Thymuskin® Gold Fixateur-Cure Capillaire jusqu'à ce que le cuir chevelu soit sec. Coiffez ensuite vos cheveux comme d'habitude. Si vous utilisez un sèche-cheveux, prenez nos indications particulières en considération.

Fréquence d'utilisation:

Utilisez quotidiennement durant les 8 - 12 premières semaines du traitement et ensuite tous les deux jours jusqu'à ce que l'état des cheveux se soit normalisé. Ensuite utiliser généralement deux fois par semaine. En cas de très forte chute de cheveux due à des causes androgénétiques, nous vous recommandons d'appliquer alternativement la Thymuskin® GOLD Fixateur-Cure Capillaire avec la Cure Capillaire Thymuskin®, c.-à-d. le matin le fixateur-cure capillaire et le soir la cure normale Thymuskin® GOLD (ou une autre Cure Capillaire Thymuskin®).

Les préparations Thymuskin® sont des produits spéciaux de qualité supérieure pour traiter les cheveux, pouvant parfaitement utilisés à long terme. Afin de maintenir le rapport coût-efficacité favorable, nous recommandons de les utiliser en petite quantité seulement selon le mode d'emploi.

Séchage avec un sèche-cheveux :
L'air chaud dessèche les cheveux et le cuir chevelu. Le cuir chevelu transpire, se déshydrate et perd des minéraux importants, ce qui entraîne un dessèchement du cuir chevelu, des démangeaisons, des pellicules jusqu'à la chute des cheveux. Si vous ne voulez pas renoncer à l'utilisation du sèche-cheveux, veuillez observer ce qui suit :

- Tenez le sèche-cheveux parallèle à la tête – et de bas en haut.
- Peignez les cheveux vers le haut en utilisant la partie à dents larges du peigne.
- Veillez à ce que l'air chaud ne touche pas le cuir chevelu.
- En aucun cas après le massage de la cure capillaire n'utiliser le sèche-cheveux sur le cuir chevelu, car l'effet du traitement s'en retrouverait annulé.



IMPORTANT:

Il existe des chutes de cheveux qui sont les symptômes d'une maladie affectant p.ex. la thyroïde, les surrénales, le foie etc. Dans ce cas il est important de consulter un médecin, un interniste, un dermatologue afin d'en déterminer la cause.

Vous pouvez également demander conseil à votre pharmacien.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous fournir toutes les informations supplémentaires que vous pourriez désirer. Ecrivez simplement à notre service conseil de la peau et des cheveux ou:

Contactez aussi notre site
www.thymuskin.de. Vous y trouverez toutes les informations concernant nos développements, le mode d'application et efficacité aussi que des informations générales concernant recherche et développement.

Nos produits sont en vente dans les pharmaciens, magazine spéciale et dans les salons de coiffure sélectionnés.

Thymuskin® Professional Hair-Care:

CURE CAPILLAIRE Thymuskin®

100 ml et 200 ml

SHAMPOOING Thymuskin®

100 ml et 200 ml

BAUME RINCAGE CAPILLAIRE

Thymuskin®

100 ml

Thymuskin® MASQUE CAPILLAIRE

boîte de 100 ml

Thymuskin® med CURE CAPILLAIRE

GEL

Ampoule de 15 ml et flacon-pipette

de 50 ml, 100 ml et 200ml

Thymuskin® med SHAMPOOING

200 ml

GELULES REVITALISANTES GKL

60 gélules

Nos autres produits «EXTRA»:

Thymuskin® GOLD soin intensif de

peau

Soin délicate de la peau atrophique (vieillesse)

Thymuskin® Sclero discret®

Soin intime pour la peau sèche, prurit et lichen sclerosus

Phytoskin®

La ligne de soin dermatologique pour les peaux psoriasiques, les peaux sensibles, les peaux à problèmes et la neurodermrite

Thymuskin® Cosmetic

Klett-Loch GmbH

Postfach 420107

D-68280 Mannheim

Tel. +49 (0) 621-71 48 20

Fax +49 (0) 621-71 23 81

eMail: info@thymuskin.de

www.thymuskin.de

www.phytoskin.de